



Corona Warn App

Integration von Schnelltests für Partner mit Software-Lösungen

Information für Partner – Stand 20.04.2021



LIFE IS FOR SHARING.



22.04.2021

Die Corona Warn App – Mit digitalisiertem Testprozess und Kontaktverfolgung die Infektionsketten schnell durchbrechen.



LIFE IS FOR SHARING.



Zielsetzung: Anzeige positiver und negativer Schnelltestergebnisse in der Corona Warn App.




Infektionsketten noch schneller durchbrechen durch Warnungen nach positivem Schnelltestergebnis

Folgende Daten des Getesteten werden vom Partner in der Corona Warn App benötigt

Name
Vorname
Geburtsdatum
Testzeitpunkt
Testergebnis
CWA Test ID

} Optional



ILLUSTRATIV


Negative Schnelltestergebnisse in der App – auf Wunsch auch personalisiert

Für die Anbindung sind zwei Schnittstellen zur Corona Warn App seitens des Partners einzurichten.

Corona Warn App

Keine
personenbezogenen
Daten im Backend

Integration des Corona Warn App QR Code im Testprozess




Übermittlung der persönlichen Daten
direkt aus der Testsoftware in die
Corona Warn App:

Name
Vorname
Geburtsdatum
Vorgangsnummer
Testzeitpunkt
CWA Test ID

} Optional

Einrichtung der Backend- Schnittstelle



Übermittlung des anonymen
Testergebnisses an den Corona Warn
App Test Result Server

- CWA Test ID
- Testergebnis (Positiv, Negativ, Invalid)

Wichtig: Einwilligung erforderlich

QR-Code Integration im Testprozess: Mögliche Varianten.

Variante 1

Terminvereinbarung

Die Verknüpfung mit der Corona Warn App erfolgt vor dem Gang ins Testzentrum bei der Anmeldung im Schnelltestportal (Terminvergabe)



Variante 2

Im Schnelltestzentrum

Bei der Anmeldung des Probanden im Testzentrum wird ein QR-Code generiert, der mit der CWA eingelesen wird.




Variante 3

Bei der Befundkommunikation

In der Email oder dem Ausdruck mit dem Befund befindet sich ein QR-Code, der mit der Corona Warn App eingelesen werden kann



Variante 1: Die Integration des QR-Code erfolgt vor dem Gang zum Testzentrum bei der Online-Terminvergabe.



Beschreibung:

- Proband gibt bei der Anmeldung für einen Test auch die Einwilligung, das Testergebnis in der CWA abzurufen (mit oder ohne persönliche Daten)
- Partner-Software generiert einen QR-Code im Web-Frontend/App-Link auf dem Smartphone, den der Proband über die Corona Warn App einscannt/anklickt
- Direkte Übertragung (persönlicher) Daten per QR-Code in die App – Testergebnis über Backend-Schnittstelle



LIFE IS FOR SHARING.




*Durch Anklicken des Links öffnet sich automatisch die Corona Warn App und liest die Daten ein (bei Anmeldung über Smartphone)

22.04.2021

6

Variante 2: Die Integration des QR-Codes erfolgt bei der Anmeldung im Testzentrum (z.B. Walk In).



Beschreibung:

- Mitarbeiter im Testzentrum nimmt die persönlichen Daten im Frontend auf
- Mitarbeiter erfragt die Einwilligung zur Datenweitergabe an die Corona Warn App sowie Übernahme persönlicher Daten in das Testergebnis
- Partner-Software generiert aus den Daten einen QR-Code, der mit der Corona Warn App eingelesen wird




LIFE IS FOR SHARING.



*Durch Anklicken des Links öffnet sich automatisch die Corona Warn App und liest die Daten ein (bei Anmeldung über Smartphone)

Variante 3: Die Integration des QR-Code erfolgt in der Befundkommunikation



Beschreibung:

- Bei der Anmeldung vor Ort / vorab im Terminmanagement wird die Einwilligung für die Ergebnisübermittlung an die Corona Warn App abgefragt
- Bei Zustimmung enthält die Befundkommunikation des Partners (E-Mail, Ausdruck) einen QR-Code, der mit der Corona Warn App eingescannt werden kann



LIFE IS FOR SHARING.



*Durch Anklicken des Links öffnet sich automatisch die Corona Warn App und liest die Daten ein (bei Anmeldung über Smartphone)

22.04.2021

8